



Portable Storage Series 便携储存系列

产品简介

便携储存系列是一种经济实用小型液氮罐，专门针对需要经常移动储存的生物样本而设计。该系列体积小、质量轻，选用高强度轻质铝合金制造，内含多层超强性能的隔热层，实现了产品的安全、轻便和高效，并具有多种附件可供选择。



网址：www.dowelllab.com
电话：022-26802283/15210980952



网址：www.dowelllab.com
电话：022-26802283/15210980952

产品特性

- ① 高强度、轻质量、体积小的铝制结构；
- ② 具有人工背带；
- ③ 超低蒸发损失；
- ④ 编号索引提筒位置；
- ⑤ 可选配安全锁盖结构，防止他人擅自开启；
- ⑥ 欧盟CE认证；
- ⑦ 五年真空质保。



选型指南（参数）

型号	YDS-2-30	YDS-2-35	YDS-2	YDS-3	YDS-6	YDS-10
产品性能						
几何容积 (L)	2	2	2	3	6	10
空重 (kg)	2.8	2.6	2.7	3.1	4.8	6.1
口径 (mm)	30	35	50	50	50	50
外径 (mm)	223	204	223	223	300	300
高度 (mm)	399	428	385	435	482	552
静态液氮蒸发量 (L/d)	0.07	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12
静态液氮保存期 (d)	28	24	20	26	52	86
储存容量						
提筒外径 (mm)	19	25	—	38	38	38
提筒高度 (mm)	120	120	—	120	120	120
提筒数量 (ea)	3	3	—	6	6	6
细管容量 (单层)	0.5ml (ea)	90	165	—	792	792
	0.25ml (ea)	204	330	—	1788	1788
细管容量 (双层)	0.5ml (ea)	—	—	—	—	—
	0.25ml (ea)	—	—	—	—	—
选配配件						
锁盖 (ea)	√	√	√	√	√	√
保护套	√	—	—	√	√	√
智慧瓶塞 (ea)	—	—	√	√	√	√