

A

Air Transport Series
航空运输系列

产品简介

航空运输系列适用于深低温环境下（气相储存，温度低于-190℃）运输样本，可避免运输过程中液氮释放的危险，尤其适用于飞机等短时间航空运输。内部有液氮吸附体，可吸收和保存液氮，及时容器倾倒也不会有液氮溢出；还有特殊的不锈钢网筛分割储存空间和液氮吸收体，可变液氮吸收体材质混入冻存管内。主要适用于实验室用户和少量样本短时间运输的用户需求。

产品特性

- ① 气相低温储存；
- ② 快速液氮填充；
- ③ 坚固耐用的铝制结构；
- ④ 可锁的盖子；
- ⑤ 无液氮溢出；
- ⑥ 麦管和冻存管储存选择；
- ⑦ 欧盟CE认证；
- ⑧ 三年真空质保。



选型指南（参数）

型号	YDS-3H	YDS-6H-80	YDS-10H-125	YDS-25H-216
产品性能				
有效容积 (L)	1.3	2.9	3.4	9
空重 (kg)	3.2	4.9	6.7	15
口径 (mm)	50	80	125	216
外径 (mm)	223	300	300	394
高度 (mm)	435	487	554	716
液态日蒸发量 (L/d)	0.16	0.20	0.43	0.89
静态液氮保存期 (d)	20	37	23	29
有效保存期 (d)	8	14	8	10
储存容量				
圆提桶	提筒外径 (mm)	38	63	97
	提筒高度 (mm)	120	120	120
	提筒数量 (ea)	1	1	1
	细管容量	0.5ml (ea)	132	374
方提桶	提筒数量 (ea)	1	1	1
	盒子规格 (mm)	76 × 76	134 × 134	134 × 134
	方提筒层数 (ea)	4	5	5
25 ml	安瓶数量 (ea)	100	500	500
	提筒数量 (ea)	1	1	1
	冻存架层数 (ea)	1	2	2
	冻存盒并列个数 (ea)	3	15	15
50 ml	血袋数量 (ea)	3	30	30
	提筒数量 (ea)	1	1	1
	冻存架层数 (ea)	1	1	1
	冻存盒并列个数 (ea)	3	15	15
选配配件				
锁盖 (ea)	√	√	√	√
保护套 (ea)	√	√	—	—
智慧瓶塞 (ea)	√	√	√	√