


1.5 -800k 无液氦低温测试

使用一个多功能解决方案来拓展您的低温研究

在 1.5-800K 范围内进行无液氦的低温测量



无液氦制冷，冷却功率 1.5W@4.2K



- 1.5K 无液氦制冷机，可快速更换样品

- <3 纳米的样品处超低振动

- 可定制样品高度和直径以便插入到磁体孔

- 5.5K 带 90 度弯管测试端口的制冷机

- 与测角仪和同步加速器使用易于操作

- 可选铍和铝圆顶测试

