


用于 MEMs 和 NEMs 研究的超高真空低温探针台

低温下探测纳米级设备



<4K 带负载锁定样品交换的超高真空和超低振动型低温探针台

ARS 生产制造的高精度的低温探针台，电学测试频率可达 67GHz 和并可进行各类光学测量。

超低振动的样品环境和宽量程变温范围使其特别适合研究 MEMs 器件、量子材料、超导纳米线、半导体等。



- <4K 超导磁体探针台
- 9T 的超高磁场，便于换样及光学测试
- 4K-800K 的宽量程连续变温范围