

穆斯堡尔谱光谱学

穆斯堡尔光谱用恒温器

基于穆斯堡尔效应的光谱技术

可精确测试材料的化学，结构，磁性和时间依赖性

典型特点

温度范围：1.5K-800K

最低振动 <3nm

窗口材料：Be, Mylar


选件

电学真空接头（BNC，SMA，多针）

高温（450 K，800 K）

样品室大小接受定制

可定制



Prof. Dr. habil. Michal Kopcewicz

					
X-20 超低振动闭循环低温恒温器		X-19-0P 样品位于蒸汽中		LT3-WMX-1SS 高效型低温恒温器	
振动小于 3-5nm 换样方便，容易		可快速换样 尤其适用于导热能力差的样品		适用于电学、磁学和光学实验	
恒温器型号	类型	恒温器型号	类 型	恒温器型号	类 型
CS202-DMX-20	闭循环	FMX-19-0P	闭循环	LT3-WMX-1SS	液氦型/液氮型
CS204-DMX-20	闭循环	GMX-19-0P	闭循环		
CS210-GMX-20	闭循环				