

方便可靠的无液氦闭循环低温仲氢分离恒温器  
ARS 仲氢分离低温恒温器



- ◇ 无液氦仲氢分离低温恒温器
- ◇ 使用 CS204 冷头制冷
- ◇ 气体通路，毛细管最大压力 750PSI
- ◇ 经济快速分离仲氢

相关文献：

在核磁共振（NMR）生物学中的应用

A continuous-flow, high-throughput, high-pressure parahydrogen converter for hyperpolarization in a clinical setting

ARS 成立于 1986 年，为低温研究提供解决方案。ARS 是 1.5K - 800K 低温闭循环和开循环解决方案的领导者；制冷功率可高达 1.6W；可实现 < 2 nm 的超低振动；和高达 9T 的超导磁场。