


我司在厦门大学顺利完成美国 ARS 超超精细超低振动型低温恒温器验收工作

近日我司在厦门大学顺利完成美国 ARS (ADVANCED RESEARCH SYSTEMS) 超精细超低振动型低温恒温器验收工作, X-20-OM 系列恒温器使用氦气交换冷却样品, 系统振动级别仅为 3-5nm, 样品处最低温度可达 3.5K, 最高温度可达 800K。



ADVANCED RESEARCH SYSTEMS (ARS) 公司的 X20-OM 超低振动超精细闭循环恒温器是特别为光学显微实验设计, 如显微-光致发光(Micro-PL), 显微拉曼等。



产品网址: <https://www.dowelllab.com/productinfo/1068234.html>