



我司在湖南大学成功安装超低振动超精细闭循环低温恒温器



X-20-OM 超低振动超精细闭循环恒温器是特别为光学显微实验设计，如显微-光致发光(Micro-PL)，显微拉曼等。

X-20-OM 系列恒温器使用氦气交换冷却样品，系统振动级别仅为 3-5nm,样品处最低温度可达 3.5K，最高温度可达 800K。



应用实例

- 显微光致发光
- 显微拉曼
- 显微光谱
- 显微-FTIR
- 量子点
- 低振动光学测试
- 磁光克尔效应(MOKE)

典型特点

- 3-5 nm 超低振动
- 支持 1.5mm 工作距离
- 1.5 - 7 mm 的连续可调样品座
- 低厚度窗片
- 可根据客户要求定制

产品网站链接: <https://www.dowelllab.com/productinfo/1068234.html>