

我司在北京某研究所成功进行了美国 ARS 标准光/电学型闭循环低温恒温器的验收工作

近日我司在北京某研究所成功进行了美国 ARS 标准光/电学型闭循环低温恒温器的验收工作。



ADVANCED RESEARCH SYSTEMS (ARS) 公司的 X-1AL 系列标准光学型闭循环低温恒温器因其测试灵活, 价格经济而成为绝大多数实验室样品及装置测试的最优选择, 该系统广泛应用于各种光、电、磁测试。

X-1AL 系列恒温器可配备 DE-202 或 DE-204 系列冷头, 根据客户需要可选择 4K, 5.5K, 10K 不同型号。

产品网址: <https://www.dowelllab.com/productinfo/1067805.html>

DE-204 是 ADVANCED RESEARCH SYSTEMS (ARS) 公司生产的中型制冷机。更高的冷却能力更适合冷却带有多个窗口或大量导线的系统。

产品网址: <https://www.dowelllab.com/productinfo/1069374.html>