


我司在北京某研究所成功进行了美国 ARS XRD 闭循环低温恒温器的验收工作



近日我司在北京某研究所成功进行了美国 ARS XRD 闭循环低温恒温器的验收工作。


ADVANCED RESEARCH SYSTEMS (ARS) 公司的 X-2 专用于 X 光衍射实验。这些系统具有铍圆顶 (DMX-2D), 铍窗或 Kapton 窗。

DE-202 冷头质量轻便, 配以定制的仪表群使得该恒温器广泛应用于测角仪及衍射仪。该系统通常与 Huber 和 Newport 测角仪及 Bruker 衍射仪配合使用。 Huber 512.12 恒温器支架可与 CS202*G-DMX-2D 恒温器无缝集成。

应用实例

- X 光衍射
- Huber 512 and 5020 水平测角仪
- 机械化的低温恒温器输运载体 (DMX-2D)
- Bruker D8, D500, D5000 衍射仪(DMX-2C)
- Agfa / Seifert XRD-3003 衍射仪(DMX-2C)
- STOE 衍射仪(DMX-2C)

产品网址: <https://www.dowelllab.com/productinfo/1067934.html>



ADVANCED RESEARCH SYSTEMS (ARS) 公司的 DE-202 型闭循环制冷机是紧凑型制冷机，它具有轴对称结构，尺寸小，质量轻。它特别适合机械操纵器和测角仪应用。这款制冷机是冷却低热负荷的小样品的理想选择。

DE202 制冷机有 5 种不同结构可选，并可接受定制

特点：

- 无液氮
- 振动低
- 可靠性高
- 维护容易
- 价格合理
- 更安静

产品网址：<https://www.dowelllab.com/productinfo/1069339.html>